ZMT®

АО «Завод медицинских технологий»

www.zmt.ru

2026

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ













Акционерное общество «Завод медицинских технологий» (АО «ЗМТ») современная производственная система по выпуску одноразовых медицинских изделий.

ZMT®

на рынке с 1999

сотрудников более 400

изделий в год более 100 млн

Направления производства:

- Одноразовые медицинские изделия для операционной (хирургические комплекты одежды и белья, наборы-укладки)
- Одноразовые медицинские изделия для лабораторной диагностики
- Одноразовые медицинские изделия из пластика

Стратегическая цель компании: создание современного производства, обеспечивающего Российскую Федерацию медицинскими изделиями однократного применения, широкого ассортимента и мирового качества. Развитие производственной системы АО «ЗМТ» поддерживается государством в рамках реализации национальных проектов.

АО «ЗМТ» постоянно разрабатывает современные медицинские изделия в ответ на быстрое развитие федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Приоритетами при создании новой продукции являются: экономия рабочего времени персонала ЛПУ, сокращение затрат на закупку, эффективность использования при оказании государственной услуги.

Наши специалисты прикладывают значительные усилия, чтобы максимально полно удовлетворить потребности клиента, гарантируя скорость, устойчивость и гибкость при взаимодействии.

Мы делаем медицину безопаснее и развиваем российскую промышленность вместе с медицинским сообществом.







Содержание

Система для взятия венозной крови ZMT 3

Виды этикеток 4

Маркировка 5

Требования законодательства 6

Виды пробирок 7

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки без наполнителя 8

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки с активатором свертывания (кремнезем) 9

Пробирки вакуумные «ZMT» для ускоренного получения сыворотки с активатором свертывания (тромбин) 10

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки с активатором свертывания (кремнезем) и разделительным гелем 11

Пробирки вакуумные «ZMT» для ускоренного получения сыворотки с активатором свертывания (тромбин) и разделительным гелем 12

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия 13

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия 14

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия для определения СОЭ 15

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином лития 16

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином натрия 17

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином лития и разделительным гелем 18

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином натрия и разделительным гелем 19

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_2ЭДТА и разделительным гелем 20

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_3ЭДТА и разделительным гелем 21

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_2ЭДТА 22

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_2ЭДТА 23

Пробирки вакуумные «ZMT» для исследования глюкозы с Na фторидом и K оксалатом 24

Пробирки вакуумные «ZMT» для исследования глюкозы с Na фторидом и Na2 ЭДТА 25

Иглы двусторонние «ZMT» для взятия венозной крови с визуальной камерой 26

Держатель для вакуумных систем забора крови «ZMT» 26

Пробирки вакуумные «ZMT» для забора мочи круглодонные 27

Пробирки вакуумные «ZMT» для забора мочи конические 27

Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT 28

Набор для проведения медицинского освидельствования №1 (Моча) 29

Набор для проведения медицинского освидельствования №2 (Кровь) 29

Система для взятия венозой крови ZMT®

АО «Завод медицинских технологий» является одним из ведущих российских производителей трехкомпонентной вакуумной системы для взятия венозной крови:

☑ **Игла двусторонняя ZMT для взятия венозной крови с визуальной камерой**
по ТУ 32.50.13-014-518-34327-2020, РУ РЗН 2022/19073 от 08.09.2025

☑ **Держатель для вакуумных систем забора крови ZMT**
по ТУ 32.50.13-018-51834327-2021, РУ № РЗН 2024/22359 от 04.04.2024

☑ **Пробирка вакуумная для взятия венозной крови «ZMT»**
по ТУ 9398-005-51834327-2016, РУ № РЗН 2018/7617 от 25.07.2022

игла двусторонняя **держатель** **пробирка вакуумная**



При использовании трехкомпонентной системы взятия венозной крови важно учитывать тот факт, что все части этой системы должны быть одного производителя по нескольким причинам:

1.Совместимость. Все компоненты системы (иглы, пробирки, держатель) разработаны как единое целое, что обеспечивает их совместимость и правильное функционирование. Использование компонентов от разных производителей может привести к таким проблемам, как утечки, неправильное соединение или недостаточная герметичность.

2.Качество и надежность. Один производитель обеспечивает единые стандарты качества и контроля на всех этапах производства. Это снижает риск неконтролируемых переменных, влияющих на точность и безопасность процедуры забора крови.

3.Упрощение протоколов. Упрощение протоколов работы и обучения медицинского персонала. Специалисты не сталкиваются с различиями в дизайне и функционале.

4.Убедительность и стандарты. Когда компоненты одной системы проверены и сертифицированы для совместного использования, это облегчает соблюдение медицинских стандартов и норм, таких как требования к безопасности и эффективности.

5.Снижение риска ошибок. Благодаря унификации компонентов снижается вероятность человеческой ошибки, связанной с неправильным выбором или использованием оборудования.

6.Обеспечение безопасности пациентов. Правильная и безошибочная работа трехкомпонентной системы снижает риск заражения пациента, минимизирует травмы и другие осложнения, что критично в медицинской практике.

Использование всех компонентов системы от одного производителя способствует повышению качества и безопасности процедуры забора венозной крови.

Виды этикеток

Виды этикеток пробирок вакуумных для взятия венозной крови ZMT



Бумажная этикетка с двойным буквенно-цифровым кодом.

Один из кодов отрывной. Предназначена для идентификации пробирки и пробы пациента.



Прозрачная этикетка с двойным буквенно-цифровым кодом.

Предназначена для визуальной оценки качества пробы на всех этапах лабораторного процесса.
Под визуальной оценкой понимается осмотр персоналом лаборатории с нормальным или скорректированным до нормального зрением при равномерной освещенности.



Бумажная этикетка с отрывным штрих-кодом.

Для надежной идентификации пробы, обеспечения прослеживаемости образца и автоматизации лабораторных процессов

Маркировка индивидуальной этикетки пробирок вакуумных для взятия венозной крови ZMT



1. Объем забираемой крови
2. Окончание срока годности с даты стерилизации
3. Номер серии
4. Знак стерильности
5. Метка уровня наполнения (для определения номинального объема и оценки правильности забора крови в виде точного объема забираемой крови, заявленного производителем и отклонения от объема в диапазоне ±10%)
6. Наименование наполнителя (при наличии)
7. Полоса цветомаркировки изделий
8. Изделие для in vitro диагностики
9. Запрет на повторное использование
10. Двойной буквенно-цифровой код

Маркировка этикетки на штативе

Пробирка вакуумная (1)
для взятия венозной крови
«ZMT»

(2)

Номинальный объем: **5,5 мл** (3)
Наполнитель: **Кремнезем** (4)
Габаритный размер: **13x100** (5)
Серия № **5070324** (7)
Произведено: **03.2024** (8)
Годен до: **03.2026** (9)
Хранить при температуре +2°....+25°С (10)
ТУ 9398-005-51834327-2016 (11)
РУ РЗН 2018/7617 от 25.07.2022 г. (12)
100 штук в упаковке (13)

Артикул: 20431551 (6)

(17) (15) STERILE R

(14) Производитель:
АО «ЗМТ»
Россия, 620135, г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, д. 77
тел. 8 (343) 288-22-00
e-mail: info@zmt.ru

(16) IVD

(19)

(18)

1. Наименование изделия
2. Товарный знак производителя
3. Номинальная вместимость проб
4. Наименование наполнителя
5. Габаритный размер пробирки
6. Артикул
7. Номер серии
8. Дата производства с момента стерилизации (произведено)
9. Окончание срока годности с даты стерилизации
10. Условия хранения
11. Номер технических условий
12. Номер и дата РУ
13. Количество изделий в упаковке
14. Наименование и адрес изготовителя
15. Стерилизация с применением радиации
16. Изделие для in vitro диагностики
17. Запрет на повторное использование
18. QR-код на инструкцию по применению для Пробирок вакуумных для взятия венозной крови
19. Полоса цветомаркировки изделий

Дополнительная маркировка на штатив



Метка находится ниже нижней границы этикетки



Метка находится в пределах этикетки



Метка находится выше верхней границы этикетки

Требования законодательства

С 23.12.2024 года вступили в силу новые правила национального режима, утверждённые Постановлением Правительства № 1875, которые ограничивают закупки определённых товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.
В частности, были введены запреты на закупку импортных:
• вакуумных пробирок;
ограничения на закупку импортных:
• двусторонних игл,
• вакуумных систем для сбора мочи,
• микропробирок для забора крови,
• держателей.

Продукция АО "ЗМТ" соответствует установленным требованиям и допускается к государственным закупкам.

Коды товаров, производимых АО "ЗМТ", согласно ПП № 1875 от 23.12.2024

Приложение	№	Наименование товара, работы, услуги	Код товара
№1	17	Пробирки вакуумные для взятия образцов крови ИВД, соответствующие кодам 293370, 293400, 293420, 293480, 293500, 293540, 293570, 293630, 293640, 293660, 293700, 293760, 293780, 334330 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - номенклатурная классификация)	22.29.29.190 32.50.13.190 32.50.50.181 32.50.50.190
№2	385	Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы	32.50.13.110 21.20.24.120 32.50.50.190
№2	388	Боры зубные твердосплавные; головки стоматологические алмазные, в том числе фасонные; емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для выполнения клинических лабораторных исследований, а именно пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты; зеркала гинекологические полимерные по Куско; зонды урогенитальные; иглодержатели микрохирургические; инструменты вспомогательные; инструменты зондирующие, бужирующие; инструменты многоповерхностного воздействия; инструменты оттесняющие; инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой; каналонаполнители; микромоторы пневматические для наконечников стоматологических; модули медицинские климатизированные (чистое помещение); наборы гинекологические смотровые одноразовые стерильные; наконечники для микромоторов; наконечники стоматологические турбинные; ножницы микрохирургические; пинцеты микрохирургические; пульпоэкстракторы; фрезы зуботехнические; иглы корневые	22.29.29.130 22.29.29.190 32.50.11.110 32.50.11.190 32.50.13.110 32.50.13.121 32.50.13.131 32.50.13.132 32.50.13.139 32.50.13.190 32.50.22.140 32.50.50.110 32.50.50.190

Размеры **13x75мм** **13x100мм** **16x100мм**

Широкая линейка объемов проб

Последовательность взятия крови*	Цвет защитного колпачка**	Наполнитель	Применение	Число перемешиваний	Условия центрифугирования	max время до проведения исследования	min время свёртывания
1		Без наполнителя	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	5-6	1300g 10 минут при 25 °C	3 часа	60 минут
2		Кремнезем	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	5-6	1300g 10 минут при 25 °C	3 часа	30 минут
		Тромбин	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	5-6	1300g 10 минут при 25 °C	3 часа	5 минут
		Кремнезем с разделительным гелем	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	5-6	1300g 10 минут при 25 °C	3 часа до центрифугирования и 48 часов после центрифугирования	30 минут
		Тромбин с разделительным гелем	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	5-6	1300-2000g 10 минут при 25 °C	3 часа до центрифугирования и 48 часов после центрифугирования	5 минут
3		Цитрат натрия (1:9)	Исследование системы гемостаза	3-4	2000-2500g 10 минут при 25 °C	3 часа	—
		Цитрат натрия (1:4)	Определение СОЭ	8-10	2000-2500g 10 минут при 25 °C	3 часа	—
4		Гепарин лития или гепарин натрия	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	8-10	1300g 10 минут при 25 °C	3 часа	—
		Гепарин лития или гепарин натрия с разделительным гелем	Клиническая химия, серология, ИФА, бактериология, для определения группы крови	8-10	1300-2000g 10 минут при 25 °C	3 часа до центрифугирования и 48 часов после центрифугирования	—
5		K2ЭДТА и K3ЭДТА	Гематология, иммунохимия, молекулярная диагностика	8-10	—	24 часа	—
		K2ЭДТА и K3ЭДТА с разделительным гелем	Молекулярная идентификация вирусов, паразитарных микроорганизмов и бактерий	8-10	1100-1500g 10 минут при 25 °C	6 часов	—
6		Na фторид K оксалат	Определение глюкозы и лактата	8-10	1100-1800g 10 минут при 25 °C	48 часов	—
		Na фторид Na2 ЭДТА	Определение глюкозы и лактата	8-10	1100-1800g 10 минут при 25 °C	48 часов	—

Всегда следуйте правилам вашего медицинского учреждения по порядку взятия крови. * ГОСТ Р 53079.4 ** ГОСТ Р ИСО 6710

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки без наполнителя



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
20637101	Без наполнителя	1,0	13x75	100/1200	
20637151	Без наполнителя	1,5	13x75	100/1200	
20637201	Без наполнителя	2,0	13x75	100/1200	
20637251	Без наполнителя	2,5	13x75	100/1200	
20637301	Без наполнителя	3,0	13x75	100/1200	
20637351	Без наполнителя	3,5	13x75	100/1200	
20637401	Без наполнителя	4,0	13x75	100/1200	
20637451	Без наполнителя	4,5	13x75	100/1200	
20637501	Без наполнителя	5,0	13x75	100/1200	
20631301	Без наполнителя	3,0	13x100	100/1200	
20631351	Без наполнителя	3,5	13x100	100/1200	
20631401	Без наполнителя	4,0	13x100	100/1200	
20631451	Без наполнителя	4,5	13x100	100/1200	
20631501	Без наполнителя	5,0	13x100	100/1200	
20631551	Без наполнителя	5,5	13x100	100/1200	
20631601	Без наполнителя	6,0	13x100	100/1200	
20661605	Без наполнителя	6,0	16x100	50/1000	
20661655	Без наполнителя	6,5	16x100	50/1000	
20661705	Без наполнителя	7,0	16x100	50/1000	
20661755	Без наполнителя	7,5	16x100	50/1000	
20661805	Без наполнителя	8,0	16x100	50/1000	
20661855	Без наполнителя	8,5	16x100	50/1000	
20661905	Без наполнителя	9,0	16x100	50/1000	
20661955	Без наполнителя	9,5	16x100	50/1000	
20661105	Без наполнителя	10,0	16x100	50/1000	

Используются для биохимических, иммунологических и серологических тестов.

Время свертывания крови – 60 минут.

Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки с активатором свертывания (кремнезем)



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
20437051	Кремнезем	0,5	13x75	100/1200	
20437101	Кремнезем	1,0	13x75	100/1200	
20437151	Кремнезем	1,5	13x75	100/1200	
20437201	Кремнезем	2,0	13x75	100/1200	
20437251	Кремнезем	2,5	13x75	100/1200	
20437301	Кремнезем	3,0	13x75	100/1200	
20437351	Кремнезем	3,5	13x75	100/1200	
20437401	Кремнезем	4,0	13x75	100/1200	
20437451	Кремнезем	4,5	13x75	100/1200	
20437501	Кремнезем	5,0	13x75	100/1000	
20431301	Кремнезем	3,0	13x100	100/1200	
20431351	Кремнезем	3,5	13x100	100/1200	
20431401	Кремнезем	4,0	13x100	100/1200	
20431451	Кремнезем	4,5	13x100	100/1200	
20431501	Кремнезем	5,0	13x100	100/1200	
20431551	Кремнезем	5,5	13x100	100/1200	
20431601	Кремнезем	6,0	13x100	100/1200	
20431651	Кремнезем	6,5	13x100	100/1200	
20431701	Кремнезем	7,0	13x100	100/1200	
20461605	Кремнезем	6,0	16x100	50/1000	
20461655	Кремнезем	6,5	16x100	50/1000	
20461705	Кремнезем	7,0	16x100	50/1000	
20461755	Кремнезем	7,5	16x100	50/1000	
20461805	Кремнезем	8,0	16x100	50/1000	
20461855	Кремнезем	8,5	16x100	50/1000	
20461905	Кремнезем	9,0	16x100	50/1000	
20461955	Кремнезем	9,5	16x100	50/1000	
20461105	Кремнезем	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, определения групп крови.

Время свертывания крови – 30 минут.

Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» для ускоренного получения сыворотки с активатором свертывания (тромбин)



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
20537051	Тромбин	0,5	13x75	100/1200	
20537101	Тромбин	1,0	13x75	100/1200	
20537151	Тромбин	1,5	13x75	100/1200	
20537201	Тромбин	2,0	13x75	100/1200	
20537251	Тромбин	2,5	13x75	100/1200	
20537301	Тромбин	3,0	13x75	100/1200	
20537351	Тромбин	3,5	13x75	100/1200	
20537401	Тромбин	4,0	13x75	100/1200	
20537451	Тромбин	4,5	13x75	100/1200	
20537501	Тромбин	5,0	13x75	100/1200	
20531301	Тромбин	3,0	13x100	100/1200	
20531351	Тромбин	3,5	13x100	100/1200	
20531401	Тромбин	4,0	13x100	100/1200	
20531451	Тромбин	4,5	13x100	100/1200	
20531501	Тромбин	5,0	13x100	100/1200	
20531551	Тромбин	5,5	13x100	100/1200	
20531601	Тромбин	6,0	13x100	100/1200	
20561605	Тромбин	6,0	16x100	50/1000	
20561655	Тромбин	6,5	16x100	50/1000	
20561705	Тромбин	7,0	16x100	50/1000	
20561755	Тромбин	7,5	16x100	50/1000	
20561805	Тромбин	8,0	16x100	50/1000	
20561855	Тромбин	8,5	16x100	50/1000	
20561905	Тромбин	9,0	16x100	50/1000	
20561955	Тромбин	9,5	16x100	50/1000	
20561105	Тромбин	10,0	16x100	50/1000	

Используются для экстренного исследования сыворотки в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, определения групп крови.

Время свертывания крови – 5 минут.

Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» для сыворотки с активатором свертывания (кремнезем) и разделительным гелем



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
61337101	Кремнезем с разделительным гелем	1,0	13x75	100/1200	
61337151	Кремнезем с разделительным гелем	1,5	13x75	100/1200	
61337201	Кремнезем с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	
61337251	Кремнезем с разделительным гелем	2,5	13x75	100/1200	
61337301	Кремнезем с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	
61337351	Кремнезем с разделительным гелем	3,5	13x75	100/1200	
61337401	Кремнезем с разделительным гелем	4,0	13x75	100/1200	
61331301	Кремнезем с разделительным гелем	3,0	13x100	100/1200	
61331351	Кремнезем с разделительным гелем	3,5	13x100	100/1200	
61331401	Кремнезем с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	
61331451	Кремнезем с разделительным гелем	4,5	13x100	100/1200	
61331501	Кремнезем с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	
61331551	Кремнезем с разделительным гелем	5,5	13x100	100/1200	
61331601	Кремнезем с разделительным гелем	6,0	13x100	100/1200	
61361605	Кремнезем с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	
61361655	Кремнезем с разделительным гелем	6,5	16x100	50/1000	
61361705	Кремнезем с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	
61361755	Кремнезем с разделительным гелем	7,5	16x100	50/1000	
61361805	Кремнезем с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	
61361855	Кремнезем с разделительным гелем	8,5	16x100	50/1000	
61361905	Кремнезем с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	
61361955	Кремнезем с разделительным гелем	9,5	16x100	50/1000	
61361105	Кремнезем с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, определения групп крови.

Время свертывания крови – 30 минут.

Условия центрифугирования 1300-2000 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» для ускоренного получения сыворотки с активатором свертывания (тромбин) и разделительным гелем.



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
61437101	Тромбин с разделительным гелем	1,0	13x75	100/1200	
61437151	Тромбин с разделительным гелем	1,5	13x75	100/1200	
61437201	Тромбин с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	
61437251	Тромбин с разделительным гелем	2,5	13x75	100/1200	
61437301	Тромбин с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	
61437351	Тромбин с разделительным гелем	3,5	13x75	100/1200	
61437401	Тромбин с разделительным гелем	4,0	13x75	100/1200	
61431301	Тромбин с разделительным гелем	3,0	13x100	100/1200	
61431351	Тромбин с разделительным гелем	3,5	13x100	100/1200	
61431401	Тромбин с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	
61431451	Тромбин с разделительным гелем	4,5	13x100	100/1200	
61431501	Тромбин с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	
61431551	Тромбин с разделительным гелем	5,5	13x100	100/1200	
61431601	Тромбин с разделительным гелем	6,0	13x100	100/1200	
61461605	Тромбин с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	
61461655	Тромбин с разделительным гелем	6,5	16x100	50/1000	
61461705	Тромбин с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	
61461755	Тромбин с разделительным гелем	7,5	16x100	50/1000	
61461805	Тромбин с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	
61461855	Тромбин с разделительным гелем	8,5	16x100	50/1000	
61461905	Тромбин с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	
61461955	Тромбин с разделительным гелем	9,5	16x100	50/1000	
61461105	Тромбин с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	

Используются для экстренного исследования сыворотки в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, определения групп крови.

Время свертывания крови – 5 минут.

Условия центрифугирования 1300-2000 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
30737091	Цитрат натрия 3,2%	0,9	13x75	100/1200	
30737101	Цитрат натрия 3,2%	1,0	13x75	100/1200	
30737181	Цитрат натрия 3,2%	1,8	13x75	100/1200	
30737201	Цитрат натрия 3,2%	2,0	13x75	100/1200	
30737271	Цитрат натрия 3,2%	2,7	13x75	100/1200	
30737301	Цитрат натрия 3,2%	3,0	13x75	100/1200	
30737351	Цитрат натрия 3,2%	3,5	13x75	100/1200	
30737361	Цитрат натрия 3,2%	3,6	13x75	100/1200	
30737401	Цитрат натрия 3,2%	4,0	13x75	100/1200	
307374051	Цитрат натрия 3,2%	4,05	13x75	100/1200	
30737451	Цитрат натрия 3,2%	4,5	13x75	100/1200	
30731451	Цитрат натрия 3,2%	4,5	13x100	100/1200	
30731541	Цитрат натрия 3,2%	5,4	13x100	100/1200	
30731601	Цитрат натрия 3,2%	6,0	13x100	100/1200	
30761635	Цитрат натрия 3,2%	6,3	16x100	50/1000	
30761815	Цитрат натрия 3,2%	8,1	16x100	50/1000	
30761905	Цитрат натрия 3,2%	9,0	16x100	50/1000	

Содержат буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 9:1)
Используются для исследования образца цитратной крови в коагулологии, исследованиях гемостаза
Условия центрифугирования 2000-2500 g 10 минут при 25°C

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
30837091	Цитрат натрия 3,8%	0,9	13x75	100/1200	
30837101	Цитрат натрия 3,8%	1,0	13x75	100/1200	
30837181	Цитрат натрия 3,8%	1,8	13x75	100/1200	
30837201	Цитрат натрия 3,8%	2,0	13x75	100/1200	
30837271	Цитрат натрия 3,8%	2,7	13x75	100/1200	
30837301	Цитрат натрия 3,8%	3,0	13x75	100/1200	
30837351	Цитрат натрия 3,8%	3,5	13x75	100/1200	
30837361	Цитрат натрия 3,8%	3,6	13x75	100/1200	
30837401	Цитрат натрия 3,8%	4,0	13x75	100/1200	
308374051	Цитрат натрия 3,8%	4,05	13x75	100/1200	
30837451	Цитрат натрия 3,8%	4,5	13x75	100/1200	
30831451	Цитрат натрия 3,8%	4,5	13x100	100/1200	
30831541	Цитрат натрия 3,8%	5,4	13x100	100/1200	
30831601	Цитрат натрия 3,8%	6,0	13x100	100/1200	
30861635	Цитрат натрия 3,8%	6,3	16x100	50/1000	
30861815	Цитрат натрия 3,8%	8,1	16x100	50/1000	
30861905	Цитрат натрия 3,8%	9,0	16x100	50/1000	

Содержат буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 9:1)
Используются для исследования образца цитратной крови в коагулологии, исследованиях гемостаза
Условия центрифугирования 2000-2500 g 10 минут при 25°C

Пробирки вакуумные «ZMT» с цитратом натрия для определения СОЭ



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
40937161	Цитрат натрия 3,2%	1,6	13x75	100/1200	●
40937201	Цитрат натрия 3,2%	2,0	13x75	100/1200	●
40937241	Цитрат натрия 3,2%	2,4	13x75	100/1200	●
41037161	Цитрат натрия 3,8%	1,6	13x75	100/1200	●
41037201	Цитрат натрия 3,8%	2,0	13x75	100/1200	●
41037241	Цитрат натрия 3,8%	2,4	13x75	100/1200	●

Содержат буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 4:1)
Используются для определения СОЭ
Условия центрифугирования 2000-2500 g 10 минут при 25°C

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином лития



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
71637051	Гепарин лития	0,5	13x75	100/1200	●
71637101	Гепарин лития	1,0	13x75	100/1200	●
71637151	Гепарин лития	1,5	13x75	100/1200	●
71637201	Гепарин лития	2,0	13x75	100/1200	●
71637251	Гепарин лития	2,5	13x75	100/1200	●
71637301	Гепарин лития	3,0	13x75	100/1200	●
71637351	Гепарин лития	3,5	13x75	100/1200	●
71637401	Гепарин лития	4,0	13x75	100/1200	●
71637451	Гепарин лития	4,5	13x75	100/1200	●
71637501	Гепарин лития	5,0	13x75	100/1200	●
71631201	Гепарин лития	2,0	13x100	100/1200	●
71631251	Гепарин лития	2,5	13x100	100/1200	●
71631301	Гепарин лития	3,0	13x100	100/1200	●
71631401	Гепарин лития	4,0	13x100	100/1200	●
71631451	Гепарин лития	4,5	13x100	100/1200	●
71631501	Гепарин лития	5,0	13x100	100/1200	●
71631551	Гепарин лития	5,5	13x100	100/1200	●
71631601	Гепарин лития	6,0	13x100	100/1200	●
71661605	Гепарин лития	6,0	16x100	50/1000	●
71661655	Гепарин лития	6,5	16x100	50/1000	●
71661705	Гепарин лития	7,0	16x100	50/1000	●
71661755	Гепарин лития	7,5	16x100	50/1000	●
71661805	Гепарин лития	8,0	16x100	50/1000	●
71661855	Гепарин лития	8,5	16x100	50/1000	●
71661905	Гепарин лития	9,0	16x100	50/1000	●
71661955	Гепарин лития	9,5	16x100	50/1000	●
71661105	Гепарин лития	10,0	16x100	50/1000	●

Используются для исследования плазмы в биохимии и иммунологии (витамины, гормоны, иммунный статус).

Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°С.

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином натрия



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
71537051	Гепарин натрия	0,5	13x75	100/1200	●
71537101	Гепарин натрия	1,0	13x75	100/1200	●
71537151	Гепарин натрия	1,5	13x75	100/1200	●
71537201	Гепарин натрия	2,0	13x75	100/1200	●
71537251	Гепарин натрия	2,5	13x75	100/1200	●
71537301	Гепарин натрия	3,0	13x75	100/1200	●
71537351	Гепарин натрия	3,5	13x75	100/1200	●
71537401	Гепарин натрия	4,0	13x75	100/1200	●
71537451	Гепарин натрия	4,5	13x75	100/1200	●
71537501	Гепарин натрия	5,0	13x75	100/1200	●
71531201	Гепарин натрия	2,0	13x100	100/1200	●
71531251	Гепарин натрия	2,5	13x100	100/1200	●
71531301	Гепарин натрия	3,0	13x100	100/1200	●
71531401	Гепарин натрия	4,0	13x100	100/1200	●
71531451	Гепарин натрия	4,5	13x100	100/1200	●
71531501	Гепарин натрия	5,0	13x100	100/1200	●
71531551	Гепарин натрия	5,5	13x100	100/1200	●
71531601	Гепарин натрия	6,0	13x100	100/1200	●
71561605	Гепарин натрия	6,0	16x100	50/1000	●
71561655	Гепарин натрия	6,5	16x100	50/1000	●
71561705	Гепарин натрия	7,0	16x100	50/1000	●
71561755	Гепарин натрия	7,5	16x100	50/1000	●
71561805	Гепарин натрия	8,0	16x100	50/1000	●
71561855	Гепарин натрия	8,5	16x100	50/1000	●
71561905	Гепарин натрия	9,0	16x100	50/1000	●
71561955	Гепарин натрия	9,5	16x100	50/1000	●
71561105	Гепарин натрия	10,0	16x100	50/1000	●

Используются для исследования плазмы в биохимии и иммунологии (витамины, гормоны, иммунный статус).
Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°С.

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином лития и разделительным гелем



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
71737201	Гепарин лития с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	●
71737251	Гепарин лития с разделительным гелем	2,5	13x75	100/1200	●
71737301	Гепарин лития с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	●
71737351	Гепарин лития с разделительным гелем	3,5	13x75	100/1200	●
71731401	Гепарин лития с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	●
71731451	Гепарин лития с разделительным гелем	4,5	13x100	100/1200	●
71731501	Гепарин лития с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	●
71731551	Гепарин лития с разделительным гелем	5,5	13x100	100/1200	●
71761605	Гепарин лития с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	●
71761655	Гепарин лития с разделительным гелем	6,5	16x100	50/1000	●
71761705	Гепарин лития с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	●
71761755	Гепарин лития с разделительным гелем	7,5	16x100	50/1000	●
71761805	Гепарин лития с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	●
71761855	Гепарин лития с разделительным гелем	8,5	16x100	50/1000	●
71761905	Гепарин лития с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	●
71761955	Гепарин лития с разделительным гелем	9,5	16x100	50/1000	●
71761105	Гепарин лития с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	●

Используются для исследования плазмы в биохимии и иммунологии (витамины, гормоны, иммунный статус).
Условия центрифугирования 1300-2000 g 10 минут при 25°С.

Пробирки вакуумные «ZMT» для плазмы с гепарином натрия и разделительным гелем



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
71837201	Гепарин натрия с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	●
71837251	Гепарин натрия с разделительным гелем	2,5	13x75	100/1200	●
71837301	Гепарин натрия с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	●
71837351	Гепарин натрия с разделительным гелем	3,5	13x75	100/1200	●
71831401	Гепарин натрия с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	●
71831451	Гепарин натрия с разделительным гелем	4,5	13x100	100/1200	●
71831501	Гепарин натрия с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	●
71831551	Гепарин натрия с разделительным гелем	5,5	13x100	100/1200	●
71861605	Гепарин натрия с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	●
71861655	Гепарин натрия с разделительным гелем	6,5	16x100	50/1000	●
71861705	Гепарин натрия с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	●
71861755	Гепарин натрия с разделительным гелем	7,5	16x100	50/1000	●
71861805	Гепарин натрия с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	●
71861855	Гепарин натрия с разделительным гелем	8,5	16x100	50/1000	●
71861905	Гепарин натрия с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	●
71861955	Гепарин натрия с разделительным гелем	9,5	16x100	50/1000	●
71861105	Гепарин натрия с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	●

Используются для исследования плазмы в биохимии и иммунологии (витамины, гормоны, иммунный статус).

Условия центрифугирования 1300-2000 g 10 минут при 25°С.

Исследование неразведенной плазмы

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_2ЭДТА и разделительным гелем



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
10337101	K_2ЭДТА с разделительным гелем	1,0	13x75	100/1200	
10337201	K_2ЭДТА с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	
10337251	K_2ЭДТА с разделительным гелем	2,5	13x75	100/1200	
10337301	K_2ЭДТА с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	
10337351	K_2ЭДТА с разделительным гелем	3,5	13x75	100/1200	
10331401	K_2ЭДТА с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	
10331451	K_2ЭДТА с разделительным гелем	4,5	13x100	100/1200	
10331501	K_2ЭДТА с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	
10331551	K_2ЭДТА с разделительным гелем	5,5	13x100	100/1200	
10361605	K_2ЭДТА с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	
10361655	K_2ЭДТА с разделительным гелем	6,5	16x100	50/1000	
10361705	K_2ЭДТА с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	
10361755	K_2ЭДТА с разделительным гелем	7,5	16x100	50/1000	
10361805	K_2ЭДТА с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	
10361855	K_2ЭДТА с разделительным гелем	8,5	16x100	50/1000	
10361905	K_2ЭДТА с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	
10361955	K_2ЭДТА с разделительным гелем	9,5	16x100	50/1000	
10361105	K_2ЭДТА с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования неразведенной плазмы (молекулярная идентификация вирусов, паразитарных микроорганизмов и бактерий)

Условия центрифугирования 1100-1500 g 10 минут при 25°C

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_3ЭДТА и разделительным гелем



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
12437101	K_3ЭДТА с разделительным гелем	1,0	13x75	100/1200	
12437201	K_3ЭДТА с разделительным гелем	2,0	13x75	100/1200	
12437301	K_3ЭДТА с разделительным гелем	3,0	13x75	100/1200	
12437401	K_3ЭДТА с разделительным гелем	4,0	13x75	100/1200	
12431401	K_3ЭДТА с разделительным гелем	4,0	13x100	100/1200	
12431501	K_3ЭДТА с разделительным гелем	5,0	13x100	100/1200	
12461605	K_3ЭДТА с разделительным гелем	6,0	16x100	50/1000	
12461705	K_3ЭДТА с разделительным гелем	7,0	16x100	50/1000	
12461805	K_3ЭДТА с разделительным гелем	8,0	16x100	50/1000	
12461905	K_3ЭДТА с разделительным гелем	9,0	16x100	50/1000	
12461105	K_3ЭДТА с разделительным гелем	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования неразведенной плазмы (молекулярная идентификация вирусов, паразитарных микроорганизмов и бактерий)

Условия центрифугирования 1100-1500 g 10 минут при 25°C

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_2ЭДТА



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
10137051	K_2ЭДТА	0,5	13x75	100/1200	
10137101	K_2ЭДТА	1,0	13x75	100/1200	
10137151	K_2ЭДТА	1,5	13x75	100/1200	
10137201	K_2ЭДТА	2,0	13x75	100/1200	
10137251	K_2ЭДТА	2,5	13x75	100/1200	
10137301	K_2ЭДТА	3,0	13x75	100/1200	
10137351	K_2ЭДТА	3,5	13x75	100/1200	
10137401	K_2ЭДТА	4,0	13x75	100/1200	
10137451	K_2ЭДТА	4,5	13x75	100/1200	
10137501	K_2ЭДТА	5,0	13x75	100/1200	
10131201	K_2ЭДТА	2,0	13x100	100/1200	
10131301	K_2ЭДТА	3,0	13x100	100/1200	
10131401	K_2ЭДТА	4,0	13x100	100/1200	
10131451	K_2ЭДТА	4,5	13x100	100/1200	
10131501	K_2ЭДТА	5,0	13x100	100/1200	
10131551	K_2ЭДТА	5,5	13x100	100/1200	
10131601	K_2ЭДТА	6,0	13x100	100/1200	
10161505	K_2ЭДТА	5,0	16x100	50/1000	
10161555	K_2ЭДТА	5,5	16x100	50/1000	
10161605	K_2ЭДТА	6,0	16x100	50/1000	
10161655	K_2ЭДТА	6,5	16x100	50/1000	
10161705	K_2ЭДТА	7,0	16x100	50/1000	
10161755	K_2ЭДТА	7,5	16x100	50/1000	
10161805	K_2ЭДТА	8,0	16x100	50/1000	
10161855	K_2ЭДТА	8,5	16x100	50/1000	
10161905	K_2ЭДТА	9,0	16x100	50/1000	
10161955	K_2ЭДТА	9,5	16x100	50/1000	
10161105	K_2ЭДТА	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования цельной крови в гематологии, иммунохимии, ПЦР, генодиагностике.

Пробирки вакуумные «ZMT» с антикоагулянтом K_3ЭДТА



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
10237051	K_3ЭДТА	0,5	13x75	100/1200	
10237101	K_3ЭДТА	1,0	13x75	100/1200	
10237151	K_3ЭДТА	1,5	13x75	100/1200	
10237201	K_3ЭДТА	2,0	13x75	100/1200	
10237251	K_3ЭДТА	2,5	13x75	100/1200	
10237301	K_3ЭДТА	3,0	13x75	100/1200	
10237351	K_3ЭДТА	3,5	13x75	100/1200	
10237401	K_3ЭДТА	4,0	13x75	100/1200	
10237451	K_3ЭДТА	4,5	13x75	100/1200	
10237501	K_3ЭДТА	5,0	13x75	100/1000	
10231201	K_3ЭДТА	2,0	13x100	100/1200	
10231301	K_3ЭДТА	3,0	13x100	100/1200	
10231401	K_3ЭДТА	4,0	13x100	100/1200	
10231451	K_3ЭДТА	4,5	13x100	100/1200	
10231501	K_3ЭДТА	5,0	13x100	100/1200	
10231551	K_3ЭДТА	5,5	13x100	100/1200	
10231601	K_3ЭДТА	6,0	13x100	100/1200	
10261505	K_3ЭДТА	5,0	16x100	50/1000	
10261555	K_3ЭДТА	5,5	16x100	50/1000	
10261605	K_3ЭДТА	6,0	16x100	50/1000	
10261655	K_3ЭДТА	6,5	16x100	50/1000	
10261705	K_3ЭДТА	7,0	16x100	50/1000	
10261755	K_3ЭДТА	7,5	16x100	50/1000	
10261805	K_3ЭДТА	8,0	16x100	50/1000	
10261855	K_3ЭДТА	8,5	16x100	50/1000	
10261905	K_3ЭДТА	9,0	16x100	50/1000	
10261955	K_3ЭДТА	9,5	16x100	50/1000	
10261105	K_3ЭДТА	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования цельной крови в гематологии, иммунохимии, ПЦР, генодиагностике

Пробирки вакуумные «ZMT» для исследования глюкозы с Na фторидом и K оксалатом



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
51137101	Na фторид K оксалат	1,0	13x75	100/1200	
51137201	Na фторид K оксалат	2,0	13x75	100/1200	
51137251	Na фторид K оксалат	2,5	13x75	100/1200	
51137301	Na фторид K оксалат	3,0	13x75	100/1200	
51137351	Na фторид K оксалат	3,5	13x75	100/1200	
51137401	Na фторид K оксалат	4,0	13x75	100/1200	
51137451	Na фторид K оксалат	4,5	13x75	100/1200	
51131401	Na фторид K оксалат	4,0	13x100	100/1200	
51131451	Na фторид K оксалат	4,5	13x100	100/1200	
51131501	Na фторид K оксалат	5,0	13x100	100/1200	
51131551	Na фторид K оксалат	5,5	13x100	100/1200	
51131601	Na фторид K оксалат	6,0	13x100	100/1200	
51161605	Na фторид K оксалат	6,0	16x100	50/1000	
51161705	Na фторид K оксалат	7,0	16x100	50/1000	
51161805	Na фторид K оксалат	8,0	16x100	50/1000	
51161905	Na фторид K оксалат	9,0	16x100	50/1000	
51161105	Na фторид K оксалат	10,0	16x100	50/1000	

Используются для исследования уровня глюкозы и лактата.
Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°C.

Пробирки вакуумные «ZMT» для исследования глюкозы с Na фторидом и Na2ЭДТА



Артикул	Реагент	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
51237101	Na фторид Na2 ЭДТА	1,0	13x75	100/1200	●
51237201	Na фторид Na2 ЭДТА	2,0	13x75	100/1200	●
51237251	Na фторид Na2 ЭДТА	2,5	13x75	100/1200	●
51237301	Na фторид Na2 ЭДТА	3,0	13x75	100/1200	●
51237351	Na фторид Na2 ЭДТА	3,5	13x75	100/1200	●
51237401	Na фторид Na2 ЭДТА	4,0	13x75	100/1200	●
51237451	Na фторид Na2 ЭДТА	4,5	13x75	100/1200	●
51231401	Na фторид Na2 ЭДТА	4,0	13x100	100/1200	●
51231451	Na фторид Na2 ЭДТА	4,5	13x100	100/1200	●
51231501	Na фторид Na2 ЭДТА	5,0	13x100	100/1200	●
51231551	Na фторид Na2 ЭДТА	5,5	13x100	100/1200	●
51231601	Na фторид Na2 ЭДТА	6,0	13x100	100/1200	●
51261605	Na фторид Na2 ЭДТА	6,0	16x100	50/1000	●
51261705	Na фторид Na2 ЭДТА	7,0	16x100	50/1000	●
51261805	Na фторид Na2 ЭДТА	8,0	16x100	50/1000	●
51261905	Na фторид Na2 ЭДТА	9,0	16x100	50/1000	●
51261105	Na фторид Na2 ЭДТА	10,0	16x100	50/1000	●

Используются для исследования уровня глюкозы и лактата
Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°C

Иглы двусторонние «ZMT» для взятия венозной крови с визуальной камерой



Артикул	Игла	Размер, дюйм	Размер (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет колпачка
62020251	20 G	20Gx1"	0,9x25	100/1500	●
62020321	20 G	20Gx1¼"	0,9x32	100/1500	●
62020381	20 G	20Gx1½"	0,9x38	100/1500	●
72121251	21G	21Gx1"	0,8x25	100/1500	●
72121321	21G	21Gx1¼"	0,8x32	100/1500	●
72121381	21G	21Gx1½"	0,8x38	100/1500	●
42222251	22 G	22 G x1"	0,7x25	100/1500	●
42222321	22 G	22Gx1¼"	0,7x32	100/1500	●
42222381	22 G	22Gx1½"	0,7x38	100/1500	●
32323251	23 G	23Gx1"	0,6x25	100/1500	●
32323321	23 G	23Gx1¼"	0,6x32	100/1500	●
32323381	23 G	23Gx1½"	0,6x38	100/1500	●

Используется для взятия венозной крови с вакуумной пробиркой и держателем

Держатель для вакуумных систем забора крови «ZMT»

Артикул	Кратность применения	Стерильность	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет
1000000005	одноразовый	нестерильный	50/800	○
1000000011	одноразовый	нестерильный	100/800	○

Используются для взятия венозной крови с вакуумной пробиркой и двусторонней иглой

Пробирки вакуумные «ZMT» для забора мочи круглодонные



Артикул	Наполнитель	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
110637401	Без наполнителя	4,0	13x75	100/1200	●
110631601	Без наполнителя	6,0	13x100	100/1200	●
110631651	Без наполнителя	6,5	13x100	100/1200	●
110661905	Без наполнителя	9	16x100	50/1000	●
110661955	Без наполнителя	9,5	16x100	50/1000	●
110661105	Без наполнителя	10,0	16x100	50/1000	●
110661155	Без наполнителя	10,5	16x100	50/1000	●
110661115	Без наполнителя	11	16x100	50/1000	●

Используются для исследования мочи на общий анализ
Условия центрифугирования 1500 - 2000g

Пробирки вакуумные «ZMT» для забора мочи конические



Артикул	Наполнитель	Объем (мл)	Размер пробирки (мм)	Упаковка/ транспортная коробка, шт	Цвет крышки
1106619050	Без наполнителя	9,0	16x100	50/1000	●
1106619550	Без наполнителя	9,5	16x100	50/1000	●
1106611050	Без наполнителя	10	16x100	50/1000	●

Используются для исследования мочи на общий анализ, микроскопия осадка
Условия центрифугирования 1500 - 2000g

Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT



Артикул	Наполнитель	Буквенное обозначение на микропробирке	Наличие капилляра	Объём (мл)	Упаковка/ транспортная коробка, шт.	Цвет крышки
20100210	K2ЭДТА	K2	без капилляра	0,2	100/2000	●
20110210			с капилляром	0,2	100/2000	
20200210	K3ЭДТА	K3	без капилляра	0,2	100/2000	●
20210210			с капилляром	0,2	100/2000	
10100210	K2ЭДТА	K2	без капилляра	0,2	100/2000	●
10110210			с капилляром	0,2	100/2000	
10200210	K3ЭДТА	K3	без капилляра	0,2	100/2000	●
10210210			с капилляром	0,2	100/2000	
20400210	Активатор свёртывания (Кремнезем)	A	без капилляра	0,2	100/2000	●
20410210			с капилляром	0,2	100/2000	
20400510			без капилляра	0,5	100/2000	
20410510			с капилляром	0,5	100/2000	
120400210	Активатор свёртывания (Кремнезем)	A	без капилляра	0,2	100/2000	○
120410210			с капилляром	0,2	100/2000	
120400510			без капилляра	0,5	100/2000	
120410510			с капилляром	0,5	100/2000	
61300210	Активатор свёртывания (Кремнезем) с разделительным гелем	A/g	без капилляра	0,2	100/2000	●
61310210			с капилляром	0,2	100/2000	
71600210	Литий гепарин	Li	без капилляра	0,2	100/2000	●
71610210			с капилляром	0,2	100/2000	
71500210	Натрий гепарин	Na	без капилляра	0,2	100/2000	●
71510210			с капилляром	0,2	100/2000	
51100210	Na фторид / оксалат	F/O	без капилляра	0,2	100/2000	●
51110210			с капилляром	0,2	100/2000	
51200410	Na фторид / ЭДТА	F/Na	без капилляра	0,4	100/2000	●
51210410			с капилляром	0,4	100/2000	
51500210	Na фторид / гепарин	F/Li	без капилляра	0,2	100/2000	●
51510210			с капилляром	0,2	100/2000	

Набор для проведения медицинского освидетельствования №1 (Моча)



Состав:

1	Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, 16х100, (10,0 мл., стер. инд. уп.) без наполнителя	1 шт
2	Контейнер для сбора, хранения и транспортирования биоматериала одноразового применения стерильный (для проб мочи со встроенным держателем 100 мл)	1 шт
3	Пломбировочное (сигнальное) устройство пломба-наклейка, размер (10х100)мм, цвет красный	2 шт

Набор для проведения медицинского освидетельствования №2 (Кровь)



Состав:

1	Пробирка вакуумная для взятия венозной крови ZMT, натрий гепарин (10,0 мл., стер. инд. уп.)	1 шт
2	Пробирка вакуумная для взятия венозной крови ZMT, 13х100, натрий гепарин (5,0 мл., стер. инд. уп.)	1 шт
3	Игла двусторонняя ZMT с визуальной камерой, размер 21G (0,8х38 мм), стер.инд. уп.	1 шт
4	Держатель для вакуумных систем забора крови ZMT (нестерильно)	1 шт
5	Пломбировочное (сигнальное) устройство пломба-наклейка, размер (10х100)мм, цвет красный	2 шт

Для заметок

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

фрп

ZMT®

АО «Завод медицинских технологий»

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

Вся информация
представлена
на сайте www.zmt.ru

2026